Vol. 13, No. 6 December, 2005

文章编号:1006-9941(2005)06-0365-03

TADBIW 制备 HNIW 中晶型转变过程的研究

刘进全,孟 征,欧育湘,王艳飞〇

(北京理工大学材料科学与工程学院,北京100081)

摘要:四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷(TADBIW)是制备六硝基六氮杂伍兹烷(HNIW)生产成本最低的硝解基质。本实验研究了由 TADBIW 制备 HNIW 时,HNIW 晶型转变过程:硝解生成的是 α-HNIW,后者在高温硝解系统 中逐渐转变为 γ-HNIW,完成这种转变在 70~75 ℃需 3 h,但晶体诱导体的加入能够加速这种转变。

文献标识码⋅A

关键词:有机化学;六硝基六氮杂异伍兹烷(HNIW);四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷(TADBIW);晶型

中图分类号: TJ55; 0622.6

1 引 言

六硝基六氮杂异伍兹烷(HNIW)自1987年问世 以来,一直是含能材料领域研究的热点。文献[1,2] 介绍了由四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷(TAD-FIW)合成 HNIW; 文献[3~5] 报道了由四乙酰基二 乙基六氮杂异伍兹烷(TADEIW)合成 HNIW; 六乙酰 基六氮杂异伍兹烷(HAIW)合成 HNIW 的方法见诸于 1997~2000年的文献[1,3,4,6~8];四乙酰基六氮 杂异伍兹烷(TAIW)合成 HNIW 的方法也在文献[7~ 9]中做了介绍;另外,四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹 烷(TADBIW)也是人们重点研究的硝解基质之 一^[4,10~13],法国早以它为硝解基质实现了 HNIW 小规 模工业生产(年产1000 kg)。TADBIW 可由六苄基六 氮杂异伍兹烷(HBIW)经 Pd 催化剂用量低的一次氢 解得到,而其余四种硝解基质则需由 TADBIW 再经 Pd 催化剂用量高的二次氢解才能得到,这使由苄胺与乙 二醛合成 HNIW 的步骤由四步减少为三步。

TADBIW 制备 HNIW 的"一锅法"工艺包括亚硝 解和硝解两个过程。亚硝解系将 TADBIW 中六元环 上的两个苄基通过亚硝解脱除,得到四乙酰基二亚硝 基六氮杂异伍兹烷(TADNSIW),硝解则是由 TADN-SIW 硝解为 HNIW(中间经过四乙酰基二硝基六氮杂 异伍兹烷(TADNIW)),反应过程如下。

作者经过几年的探索,采用自行研究的三元复合 亚硝解试剂及硝解试剂,通过"一锅法"由 TADBIW 制 备 HNIW,即在同一反应器中,先进行亚硝解,随后再

作者简介:刘进全(1977 -),男,讲师,博士,主要从事高能量密度化合物的合成、工艺与应用研究。e-mail: ljqbit@bit.edu.cn



加入硝解剂,继续进行硝解,亚硝解-硝解工艺十分简 单。本文报道了由 TADBIW 制备 HNIW 过程中晶型 转变研究的最新结果。

HNIW

2 实 验

2.1 HNIW 合成及分析

TADNIW

2.1.1 TADBIW 的制备

参照文献[14]的方法制备 TADBIW,产品 m. p. 327~330 ℃,得率 85%。

2.1.2 HNIW 的制备

方法 1:冰浴中配制三元亚硝解试剂,再将该试剂 活化,然后在低于 5 ℃下将 TADBIW 分批缓慢地加入到 亚硝解体系中,于 10 ℃下保温一定时间以进行亚硝解 脱苄反应,待脱苄反应完成后,于低温下向亚硝解体系 中加入二元复合硝解剂,开始程序升温,升温至 55 ℃反 应一段时间后,出现沉淀,继续升温至 70 ~ 75 ℃ 再保 温。在保温时间分别为 0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 h时 取样,冷却,过滤,水洗,真空干燥后得 HNIW。

方法 2: 在升温至 55 ℃ 时加入适量 γ-HNIW 晶 种,其余操作同方法 1。

3 结果与讨论

为讨论和比较,在图 1 中分别列出了 α -HNIW 及 γ -HNIW 的 FTIR 图谱的指纹识别区。

收稿日期: 2005-06-02; 修回日期: 2005-07-08

基金项目: 总装预研基金资助(12060451867)





以方法 1 和方法 2 合成 HNIW 的过程中, 于 70 ~ 75 ℃保温的不同时间段(0.5,1.0,1.5,2.0,2.5, 3.0 h)取样,将所取样品降温, 过滤,洗涤至中性, 真空 干燥后做 FTIR 分析结果见图 2 和图 3(其中 A 不加入 晶种; B 加入晶种)。



图 2 分时取样试样的 FTIR 图(4000~500 cm⁻¹, A) Fig. 2 FTIR spectra of the specimen sampling in different periods





Fig. 3 FTIR spectra of the specimen sampling in different periods

从图 2 可以看出随硝解保温时间的延长,所取试样的 FTIR 图不同。0.5 h 时的试样在 1200~800 cm⁻¹的 吸收区域内有一个单峰和形状相似的三组双峰,这构成 了 α -HNIW 的 特 征 吸 收。随 保 温 时 间 的 延 长, 1200 cm⁻¹处的吸收单峰逐渐转变为四个单峰,且 1600, 1300,970 cm⁻¹的吸收单峰也逐渐转变为多重吸收峰,最终在保温时间达到 3.0 h 时,试样的 FTIR 图显示为 γ -HNIW 的特征吸收。而在图 3 中,各个分时取出试样的 FTIR 图一致,均显现为 γ -HNIW 的特征吸收,在 1200~1050 cm⁻¹处有四个吸收单峰,且 1100~880 cm⁻¹吸收区域内的三组强吸收峰的强度依次增强。

α-HNIW 和 γ-HNIW 的分子构相相同,是晶格堆 积的不同造成了二者在晶型上的差别。α型和 γ 型 HNIW 在 FTIR 上的差别在 1200 ~ 700 cm⁻¹吸收区域 内十分明显,将上述各个试样的 FTIR 图 (1200 ~ 700 cm⁻¹)绘于图 4 和图 5。







图 5 分时取样试样的 FTIR 图(1200~700 cm⁻¹, B) Fig. 5 FTIR spectra of the specimen sampling in different periods

从图 4 中可以看出,随硝解保温时间的延长, α -HNIW 向 γ-HNIW 的转变过程,1200 ~ 1050 cm⁻¹吸收 区域内的四个吸收单峰逐渐形成,1040,940,880 cm⁻¹ 处的 α 型的三组形状相似的吸收峰逐渐转变为 γ 型 的三种特征吸收峰,且吸收强度依次增强。而图 5 中 的各个试样则几乎没有变化,均表现为 γ-HNIW 的特 征吸收峰,在1200~1050 cm⁻¹处有四个吸收单峰,且 1100~880 cm⁻¹吸收区域内的三组强吸收峰的强度依 次增强。

从上述分析中可以看出,由 TADBIW 制备 HNIW 中,在硝解保温时间开始时,体系中的 HNIW 为 α 型, 随着保温时间的延长,晶型逐渐变化为γ型,如在硝解 保温开始前在体系中加入γ-HNIW 的晶体诱导体则可 加速这种晶型的转变过程,可以在保温开始 0.5 h 后 就可得到γ-HNIW,而不加入晶体诱导体则需要 3.0 h 才能完成这种转变。

4 结 论

(1)采用自行研制的三元复合亚硝解试剂和硝解 试剂,可由 TADBIW 成功地制备 γ-HNIW,操作方便, 原料价廉易得。

(2) 在硝解体系中最初生成的 HNIW 为 α 型, 硝 解后保温会促使 HNIW 的晶型由 α 型向 γ 型转变。

(3) 在硝解保温前加入 γ 型晶体诱导体,则会加速 HNIW 由 α 型向 γ 型转变的进程,即晶体诱导体将有助于晶型的转变。

参考文献:

- [1] Wardle R B, Edwards W W. Improved hydrogenolysis of 2,4,6,8, 10,12-hexabenzyl-2,4,6,8,10,12-hexaazatetracyclo [5.5.0.05, 9.03,11] dodecane [P]. WO 97/20785,1997.
- [2] Robert B W, Jerald C H. Polycyclic polyamides as precursors for energetic polycyclic polynitramine oxidizers[P]. UK GB 2 333 292,1999, 31p(Eng).
- [3] 贾会平. 六硝基六氮杂异伍兹烷的合成及表征[D]. 北京:北京 理工大学,1997.

- [4] 潘则林. 六硝基六氮杂异伍兹烷的合成及性能研究[D]. 北京: 北京理工大学,1998.
- [5] 刘利华. 高能六氮杂异伍兹烷衍生物的合成与表征[D]. 北京: 北京理工大学,2000.
- [6] 王才, 欧育湘, 陈博仁. 六乙酰基六氮杂异伍兹烷的合成与晶体结构[J/OL]. 化学通报(网络版), 2000, 13:00017.
 WANG Cai, OU Yu-xiang, CHEN Bo-ren. The synthesis and crystal structure of hexaacetylhexaazaisowurtzitane [J/OL]. Chemistry Online, 2000, 13:00017.
- [7] Kodama Tamotsu, Minoura Haruyuki, Miyake Nobuhisa, et al. For the preparation of acylated hexaazaisowurtzitanes derivatives for explosive additives [P]. WO 98 16529, 1998,114p(Japan).
- [8] Kawabe Shuji, Miya Hiroshi, Kodama Tamotsu, et al. Process for the preparation of hexanitrohexaazaisowurtzitane [P]. WO 9805666, 1998,70p(Japan).
- [9] Hamilton R S, Sanderson A J, Wardle R B, et al. Studies of the synthesis and crystallization of CL-20[A]. Proceedings of the 31th International Annual Conference of ICT [C], Germany, 2000, 21 - 1 ~ 21 - 8.
- [10] Nielsen A T. Caged polynitramine compound [P]. USP 5693794, 1997.
- [11] 陈树森,邱文革,于永忠. 六苯甲酰基六氮杂异伍兹烷的硝解[J]. 兵工学报,2000,21(2):116-118.
 CHEN Shu-sen, QIU Wen-ge, YU Yong-zhong. Nitrolysis of hexabenzoylhexaazaisowurzitane [J]. Acta Armamentarii, 2000,21 (2):116-118.
- [12] 王才, 欧育湘, 陈博仁. 六硝基六氮杂异伍兹烷的一锅合成[J]. 北京理工大学学报, 2000, 20(4): 521-523.
 WANG Cai, OU Yu-xiang, CHEN Bo-ren. One-pot synthesis of hexanitrohexaazaisowurtzitane[J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 2000, 20(4): 521-523
- [13] Nikolaj V L, Wellar U, Patrick G, et al. Synthesis and scale-up of HNIW from 2, 6, 8, 12-tetraacetyl-4, 10-dibenzyl-2, 4, 6, 8, 10, 12hexaazaisowurtzitane[J]. Org Proc Res & Develop, 2000, 4(3): 156 -158.
- [14] 陈江涛. 六苄基六氮杂异伍兹烷的氢解脱苄反应研究[D]. 北京:北京理工大学,2001.

Crystal Transformation Process of HNIW Prepared from TADBIW

LIU Jin-quan, MENG Zheng, OU Yu-xiang, WANG Yan-fei

(College of Materials Science and Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract; Tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitane (TADBIW) is the cheapest nitrolysis substrate for synthesizing hexanitrohexaazaisowurtzitane (HNIW). The process of crystal transformation of HNIW during nitrolysis is studied. Results show that α -HNIW is obtained from nitrolysis at high temperature, and it can be transformed into γ -HNIW gradually, the crystal transformation can be completed within 3 h at 70 – 75 °C and speeded up by the additon of γ -HNIW crystal seeds in the nitrolysis system.

Key words: organic chemistry; hexanitrohexaazaisowurtzitane (HNIW); tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitane (TADBIW); polymorphs